

UPUTA ZA UZIMANJE UZORAKA VODE

Za osnovnu analizu vode za ljudsku potrošnju koja obuhvaća mikrobiološke i određene fizikalno-kemijske pokazatelje potrebna je jedna litra uzorka. Uzorak vode uzima se u spremnik (bocu) koja se može preuzeti u Odjelu za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda. Za mikrobiološku analizu potrebna je sterilna boca volumena 500 mL.

Postupak uzorkovanja iz slavine

1. Sa slavine ukloniti sve nastavke (mrežicu, gumeno crijevo i sl.)
2. Spaliti otvor slavine (upaljačem) ili dezinficirati (alkoholom, dezinficijensom...)
3. Pustiti da teče hladna voda (3-5 minuta, po potrebi i duže da bi se izbjeglo uzorkovanje vode koja je stajala u instalacijama)
4. Otvoriti bocu (paziti da ne dođe do slučajnog onečišćenja- ne dirati rukama grlo boce, unutarnji dio poklopca i otvor slavine)
5. Bocu postaviti neposredno ispod izljevnog mjesta i puniti izravno bez dodirivanja slavine.
6. Napuniti bocu (za mikrobiološke pokazatelje NE puniti do vrha-ostaviti prazno cca 3 cm , za fizikalno-kemijske pokazatelje puniti do vrha).

Postupak uzorkovanja iz bunara

1. Zahvatiti vodu iz bunara posudom koja se uobičajeno koristi
2. Otvoriti bocu (paziti da se rukama ne dira grlo boce ni unutarnji dio poklopca)
3. Napuniti bocu izljevanjem vode iz kante u bocu (ne puniti potapanjem boce)
4. Napuniti bocu (za mikrobiološke pokazatelje NE puniti do vrha-ostaviti prazno cca 3 cm , za fizikalno-kemijske pokazatelje puniti do vrha).

Uzorak dostaviti u Zavod nakon uzorkovanja. Ukoliko nije moguća dostava na dan uzorkovanja, uzorak vode treba čuvati u hladnjaku na oko + 4°C i dostaviti najkasnije u roku od 24 sata.

Uplata analize: na blagajni Zavoda (prizemlje). Za spremnike preuzete u Zavodu uplata se obavlja prilikom preuzimanja spremnika.

S uplatnicom i uzorkom doći na : 1. kat, Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda
prijemna soba 115 (pozvoniti)
radni dan : **8.00-13.00**

Trajanje analize: Najmanje tri dana

Izdavanje Ispitnog izvještaja: radnim danima: **10.00 - 15.30** (osobno preuzimanje, pošta ili e-mail)

Dodatne informacije: **01 46 96 214**