

UPUTA ZA UZIMANJE UZORAKA VODE

Uzorak vode se uzima u ambalažu (bocu) koja se preuzima u Odsjeku za prijem uzoraka (centralni prijem uzoraka). Za osnovnu analizu vode potrebna je jedna litra uzorka (2 boce od 500 mL – sterilna boca s crvenim čepom za mikrobiološku analizu i boca s plavim čepom za analizu fizikalno-kemijskih pokazatelja).

Postupak uzorkovanja iz slavine

1. Sa slavine ukloniti sve nastavke (mrežicu, gumeno crijevo i sl.)
2. Spaliti otvor slavine (upaljačem) ili dezinficirati (alkoholom, dezinficijensom...)
3. Pustiti da teče hladna voda (3-5 minuta, po potrebi i duže da bi se izbjeglo uzorkovanje vode koja je stajala u instalacijama)
4. Otvoriti bocu (paziti da ne dođe do slučajnog onečišćenja- ne dirati rukama grlo boce, unutarnji dio poklopca i otvor slavine)
5. Bocu postaviti neposredno ispod izljevnog mjesta i puniti izravno bez dodirivanja slavine.
6. Napuniti bocu (s plavim čepom puniti do vrha, s crvenim čepom NE puniti do vrha- ostaviti prazno cca 3 cm).

Postupak uzorkovanja iz bunara

1. Zahvatiti vodu iz bunara posudom koja se uobičajeno koristi
2. Otvoriti bocu (paziti da se rukama ne dira grlo boce ni unutarnji dio poklopca)
3. Napuniti bocu izljevanjem vode iz kante u bocu (ne puniti potapanjem boce)
4. Napuniti bocu (s plavim čepom puniti do vrha, s crvenim čepom NE puniti do vrha- ostaviti prazno cca 3 cm).

Uzorak dostaviti u Zavod u roku od šest sati od uzorkovanja. Ukoliko nije moguće, uzorak vode treba čuvati u hladnjaku na oko + 4°C i dostaviti najkasnije u roku od 24 sata.

Uplatu izvršiti na blagajni Zavoda (prizemlje).

S uplatnicom i uzorkom doći u : prizemlje, Odsjek za prijem uzoraka – centralni prijem
prijemna soba 0.20
radni dan : **8.00-13.00**

Trajanje analize: Najmanje tri dana

Izdavanje ispitnog izvještaja: radnim danima: **7.00-15.00**

(osobno preuzimanje, pošta ili e-mail)

Dodatne informacije: 01 46 96 214